




ticare

ticare
osseous





ticare


CONEXIÓN UNIVERSAL
para una elevada
flexibilidad
restauradora

Máxima seguridad
gracias a la
**SUPERFICIE
MAQUINADA**
coronal

SUPERFICIE RBM-TC
para un mayor
contacto
hueso-implante

**DISEÑO SHARP
THREAD**
para una inserción
atraumática
y una mayor
estabilidad primaria

FORMA ANATÓMICA
para una alta
estabilidad
primaria y facilidad
de inserción



ticare
osseous

ticare

OSSEOUS

- Material: Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Superficie maquinada por debajo del anillo 1,5 mm

- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"

- Altura del anillo: 1 mm
- \varnothing rosca interna: 2mm (excepto Osseous Maxi: 2,5 mm)

OSSEOUS 3,3 mm MINI

10 mm	14623310
11,5 mm	14623311
13 mm	14623313
15 mm	14623315



- Dimensiones del hexágono externo: 2,5 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous MINI (13203325)

Recomendaciones:

- Sustitución de incisivos laterales superiores e incisivos inferiores
- Zonas anteriores con baja carga oclusal en mandíbula

Plataforma del implante 3,4 mm

OSSEOUS 3,4 mm STD


8 mm	-
10 mm	14623410
11,5 mm	14623411
13 mm	14623413
15 mm	14623415
18 mm	-
20 mm	-

OSSEOUS 3,75 mm STD

14623708
14623710
14623711
14623713
14623715
14623718
14623720

OSSEOUS 4,25 mm STD


14624208
14624210
14624211
14624213
14624215
14624218
-



- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)

Recomendaciones:


- Situaciones de compromiso de espacio en frente anterior con baja carga oclusal



- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca



- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca

Plataforma del implante 4,1 mm

OSSEOUS 5,0 mm MAXI PS

6 mm	14625406
8 mm	14625408
10 mm	14625410
11,5 mm	14625411
13 mm	14625413
15 mm	14625415
18 mm	-
20 mm	-

OSSEOUS 5,0 mm MAXI

14625006
14625008
14625010
14625011
14625013
14625015
-
-



- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)

Recomendaciones:

- En zonas posteriores con suficiente anchura de cresta, cuando se requiera un intercambio de plataforma



- Dimensiones del hexágono externo: 3,4 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous MINI (13205000)

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca siempre que exista suficiente espacio

Plataforma del implante 5,0 mm



ticare

CONEXIÓN UNIVERSAL
para una elevada
flexibilidad
restauradora

Máxima seguridad
gracias a la
**SUPERFICIE
MAQUINADA
coronal**

SUPERFICIE RBM-TC
para un mayor
contacto
hueso-implante

Diseño de rosca
que ofrece
máxima estabilidad
en **HUESO
POCO DENSO**

FORMA PLANA
para una geometría
de corte eficaz

ticare
osseous
quattro

ticare

OSSEOUS

- Material: Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Superficie maquinada por debajo del anillo 1,5 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)

- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Altura del anillo: 1 mm
- \varnothing rosca interna: 2mm
- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm

Recomendaciones

- Huesos tipo III y IV
- Maxilar superior
- Alveolos postextracción
- **Contraindicado en huesos tipo I**

Plataforma del implante
4,1 mm

OSSEOUS QUATTRO 3,75 mm STD


8 mm	16623708
10 mm	16623710
11,5 mm	16623711
13 mm	16623713
15 mm	16623715

OSSEOUS QUATTRO 4,25 mm STD

16624208
16624210
16624211
16624213
16624215



- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)



- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)



ticare *Tissue
Caring*

España

Desde España: 983 309 602

info@ticareimplants.com

MOZCGRAU® S.A.

C/ Santiago López González, 7 · 47197 · Valladolid, España

www.ticareimplants.com
