




# ticare

TISSUE CARE  
PHILOSOPHY

**ticare**  
osseous







**ticare** TISSUE CARE  
PHILOSOPHY


CONEXIÓN UNIVERSAL  
para una elevada  
flexibilidad  
restauradora

Máxima seguridad  
gracias a la  
SUPERFICIE  
MAQUINADA  
coronal

SUPERFICIE RBM-TC  
para un mayor  
contacto  
hueso-implante

DISEÑO SHARP  
THREAD  
para una inserción  
atraumática  
y una mayor  
estabilidad primaria

FORMA ANATÓMICA  
para una alta  
estabilidad  
primaria y facilidad  
de inserción



**ticare**  
osseous

# ticare

## OSSEOUS

- Material: Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Superficie maquinada por debajo del anillo 1,5 mm

- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"

- Altura del anillo: 1 mm
- $\varnothing$  rosca interna: 2mm (excepto Osseous Maxi: 2,5 mm)

### OSSEOUS 3,3 mm MINI

10 mm	14623310
11,5 mm	14623311
13 mm	14623313
15 mm	14623315



- Dimensiones del hexágono externo: 2,5 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous MINI (13203325)

#### Recomendaciones:

- Sustitución de incisivos laterales superiores e incisivos inferiores
- Zonas anteriores con baja carga oclusal en mandíbula

Plataforma del implante 3,4 mm

### OSSEOUS 3,4 mm STD

8 mm	-
10 mm	14623410
11,5 mm	14623411
13 mm	14623413
15 mm	14623415
18 mm	-
20 mm	-

### OSSEOUS 3,75 mm STD

14623708
14623710
14623711
14623713
14623715
14623718
14623720

### OSSEOUS 4,25 mm STD

14624208
14624210
14624211
14624213
14624215
14624218
-



- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)

#### Recomendaciones:


- Situaciones de compromiso de espacio en frente anterior con baja carga oclusal



- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)

#### Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca



- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)

#### Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca

Plataforma del implante 4,1 mm

### OSSEOUS 5,0 mm MAXI PS

6 mm	14625406
8 mm	14625408
10 mm	14625410
11,5 mm	14625411
13 mm	14625413
15 mm	14625415
18 mm	-
20 mm	-

### OSSEOUS 5,0 mm MAXI

14625006
14625008
14625010
14625011
14625013
14625015
-
-



- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)

#### Recomendaciones:

- En zonas posteriores con suficiente anchura de cresta, cuando se requiera un intercambio de plataforma



- Dimensiones del hexágono externo: 3,4 x 0,7 mm
- Tornillo de cierre Osseous MINI (13205000)


#### Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca siempre que exista suficiente espacio

Plataforma del implante 5,0 mm



**ticare** TISSUE CARE  
PHILOSOPHY



**ticare**  
osseous  
quattro

# ticare

## OSSEOUS

- Material: Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Superficie maquinada por debajo del anillo 1,5 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)

- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Altura del anillo: 1 mm
- $\varnothing$  rosca interna: 2mm
- Dimensiones del hexágono externo: 2,7 x 0,7 mm

- Recomendaciones**
- Huesos tipo III y IV
  - Maxilar superior
  - Alveolos postextracción
  - **Contraindicado en huesos tipo I**

Plataforma del implante  
4,1 mm

### OSSEOUS QUATTRO 3,75 mm STD

8 mm	16623708
10 mm	16623710
11,5 mm	16623711
13 mm	16623713
15 mm	16623715

### OSSEOUS QUATTRO 4,25 mm STD

16624208
16624210
16624211
16624213
16624215



- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)



- Tornillo de cierre Osseous STD (13205010)





**ticare** TISSUE CARE  
PHILOSOPHY

[ticareimplants.com](http://ticareimplants.com)

@ticareimplants



Desde España: 983 309 602

Desde extranjero: +34 983 211 312 | Fax: + 34 983 304 021

[info@ticareimplants.com](mailto:info@ticareimplants.com)