




ticare

TISSUE CARE
PHILOSOPHY

ticare OSSEOUS

LINEA DE PRÓTESIS



Guía de torques

		MINI	STD	MAXI
Tornillos de cierre		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tornillos de cicatrización		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Postes de impresión		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Pilares definitivos directos a implante		30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Prótesis sobre pilar cónico		20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Pilares personalizados		30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm

Restauraciones plataforma MINI

POSTES DE IMPRESIÓN



[Cubeta abierta]
[Hex]
Corto 13203303
Largo 13203306



13205504 Corto L=14mm
13205502 Largo L=20mm
13205505 Encerado L=29



[Cubeta cerrada]
[No Hex]
13205053

SCANBODY



[Directo a implante]
41145541

ATORNILLADAS

UNITARIAS



INTERFASE DE TITANIO
[Hex]
13237905 0,5 mm
13237910 1 mm
13237920 2 mm
13237930 3 mm

PILAR UCLA CALCINABLE
[Hex]
13208133
[No Hex]
13207133

CEMENTEDAS

PILARES



FIJO

[Hex]
13207031 1 mm
13207032 2 mm
13207033 3 mm
13207034 4 mm

ANGULADO



[Hex]
13231015 15° 2 mm
13231020 20° 2 mm

INTERFASE DE TITANIO



[Hex]
13237905 0,5 mm
13237910 1 mm
13237920 2 mm
13237930 3 mm

ATORNILLADAS

CÓNICOS



[No Hex]
13201033 10° 3 mm
13201034 10° 4 mm
13201035 10° 5 mm

ELEMENTOS

13203313 Poste de impresión
41146000 Scanbody
13203310 Tapa
13205551 Análogo
41005541 Análogo digital
13209233 Cilindro titanio
13209133 Cilindro calcinable

REMOVIBLES

PILARES

DE BOLA



[Hex]
13238620 2 mm
13238630 3 mm
13238640 4 mm
13238650 5 mm



* Retención de teflón incluida. Ref 13208600

TEMPORALES

PILARES

FIJO



[Hex]
13232110 2 mm
[No Hex]
13232111 2 mm

ANÁLOGO



13205541 Implante
13205523 Pilar de bola

ANÁLOGO DIGITAL



41145541

TORNILLO DE RETENCIÓN



13202526 Tornillo hexagonal
13202508 Tornillo de ranura
132310151 Tornillo de pilar

MINI

Restauraciones plataforma STD

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



13204930 3 mm
13204940 4 mm
13204950 5 mm
13204960 6 mm
13204970 7 mm



13204820 2 mm
13204830 3 mm
13204840 4 mm
13204850 5 mm
13204860 6 mm
13204870 7 mm



Estético
13206030 3 mm
13206040 4 mm
13206050 5 mm
13206060 6 mm
13206070 7 mm

POSTES DE IMPRESIÓN



[Cubeta abierta]
[Hex]
13205503 Estándar
13205506 Estético
13205403 Estrecho



13205504 Corto L=14mm
13205502 Largo L=20mm
13205505 Encerado L=29 mm



[Cubeta cerrada]
[No Hex]
13205600
13205606

SCANBODY



[Directo a implante]
41146002

UNITARIAS



INTERFASE DE TITANIO



[Hex]
13207905 0,5 mm
13207910 1 mm
13207920 2 mm
13207930 3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO



[Hex]
13207990 0,5 mm
13207991 1 mm
13207992 2 mm
13207993 3 mm
13207994 4 mm

PILAR UCLA



[Hex]
13208151
[No Hex]
13207151

13207999 Scanbodies (3 unidades)

MÚLTIPLES

CÓNICO



13201002 10° 2 mm
13201003 10° 3 mm
13201004 10° 4 mm
13201005 10° 5 mm



13203004 30° 4 mm
13203005 30° 5 mm

CILINDROS



[No Hex]
13209151 10° Calcinable
13209153 30° Calcinable
[Hex]
13209152 10° Calcinable



[No Hex]
13209251 10° Titanio
13209253 30° Titanio
[Hex]
13209252 10° Titanio

INTERFASES



[No Hex]
13207902 Interfase 10°
13207953 Interfase 30°
[Hex]
13207952 Interfase 10°

CILINDROS TEMPORALES



13206110 10°
13206130 30°

ELEMENTOS



[Cubeta cerrada]
[No Hex]
13205613 Poste de impresión 10°
13205630 Poste de impresión 30°
[Cubeta abierta]
[Hex]
13205213 Poste de impresión 10°
[No Hex]
13205513 Poste de impresión 10°
13205530 Poste de impresión 30°
41146004 Scanbody 10°
41146005 Scanbody 30°
13201000 Tapa 10°
13201300 Tapa 30°
13205511 Análogo 10°
13203511 Análogo 30°
13205511 Análogo digital 10°
13203511 Análogo digital 30°

ANGULADO



13201720 17° 2 mm
13201730 17° 3 mm
13201740 17° 4 mm



13203030 30° 3 mm
13203040 30° 4 mm
13203050 30° 5 mm

CILINDROS



[No Hex]
13201751 Calcinable



[No Hex]
13209117 Titanio

CILINDROS TEMPORALES



[No Hex]
13205710 Calcinable



[No Hex]
13206710 Titanio

INTERFASE



[No Hex]
13207917 Interfase

ELEMENTOS



13205217 Poste de impresión



41146002 Scanbody



13201017 Tapa



13205117 Análogo



41145117 Análogo digital


CEMENTADAS

PILARES



FIJO

[Hex]



13207011 1 mm Ø 5
13207010 2 mm
13207013 3 mm
13207014 4 mm


Estético

[Hex]



13207513 3 mm Ø 6
13207514 4 mm

[No Hex]



13207501 1 mm Ø 5
13207502 2 mm
13207503 3 mm
13207504 4 mm

ANGULADO


[Hex]



13201015 15° Ø 5
13201020 20°

INTERFASE TITANIO


[Hex]



13207905 0,5 mm
13207910 1 mm
13207920 2 mm
13207930 3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO

[Hex] Incluye Scanbody CEREC




13207990 0,5 mm
13207991 1 mm
13207992 2 mm
13207993 3 mm
13207994 4 mm

13207993 Scanbodies
(3 unidades)

REMOVIBLES

PILARES


PILARES DE BOLA



13208610 1 mm
13208620 2 mm
13208630 3 mm
13208640 4 mm
13208650 5,5 mm

* Retención de teflón incluida. Ref 13208600

LOCATOR®



190086730 0,73 mm
190086820 2 mm
190086830 3 mm
190086840 4 mm
190086850 5 mm
190086960 6 mm

ELEMENTOS LOCATOR



19008519 Pack de procesado
(2 unidades)



19008505 Poste Locator®
(4 unidades)

ANÁLOGO DIGITAL



41145501

ANÁLOGO



13205605 Implante



13285605 Análogo llave prótesis



13205521 Pilar de bola



19008530 Locator®
(2 unidades)

TEMPORALES

PILARES

UCLA



[No Hex]
13203111 Calcinable
[Hex]
13203110 Calcinable



[No Hex]
13204111 Titanio
[Hex]
13204110 Titanio

FIJO



[Hex]
13202110 2 mm
[No Hex]
13202111 2 mm

* Plastic cap incluido

TORNILLO DE RETENCIÓN



13202526 Tornillo hexagonal



13202508 Tornillo de ranura



132310151 Tornillo de pilar angulado



13201726 Tornillo de pilar cónico angulado



13201727 Tornillo de prótesis pilar
cónico angulado



13202528 Tornillo de prótesis pilar cónico



13282526 Tornillo de laboratorio (5 unidades)

STD

Restauraciones plataforma MAXI

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



13254930 3 mm
13254940 4 mm
13254950 5 mm
13254960 6 mm
13254970 7 mm



Estético
13205020 2 mm
13205030 3 mm
13205040 4 mm
13205050 5 mm
13205060 6 mm
13205070 7 mm

POSTES DE IMPRESIÓN



[Cubeta abierta]

[Hex]

13205003 Estándar
13205006 Estético



13205004 Corto L=14mm
13205002 Largo L=20mm
13205005 Para encerado L=29 mm



[Cubeta cerrada]

[No Hex]

13205056 Estándar

SCANBODY



[Directo a implante]
41146003

ATORNILLADAS

UNITARIAS



PILAR PARA ZIRCONIO



[Hex]

13257990

PILAR UCLA



[Hex]

13207155

[No Hex]

13208155

MÚLTIPLES

CÓNICO



[No Hex]

13201052 10° 2 mm
13201053 10° 3 mm
13201054 10° 4 mm
13201055 10° 5 mm



13253004 30° 4 mm
13253005 30° 5 mm

CILINDROS



[No Hex]

13209151 10° Calcinable
13209153 30° Calcinable
[Hex]
13209152 10° Calcinable



[No Hex]

13209251 10° Titanio
13209253 30° Titanio
[Hex]
13209252 10° Titanio

CILINDROS TEMPORALES



13256110 10°
13256130 30°

CÓNICOS TEMPORALES



[Non Hex]

13206710 Titanio



[Non Hex]

13205710 Calcinable

ELEMENTOS



[Cubeta cerrada]

[No Hex]

13205613 Poste de impresión 10°
13205630 Poste de impresión 30°
[Cubeta abierta]
[Hex]

13205213 Poste de impresión 10°

[No Hex]

13205513 Poste de impresión 10°
13205530 Poste de impresión 30°
41146008 Scanbody 10°
41146009 Scanbody 30°



13201000 Tapa 10°

13201300 Tapa 30°



13255511 Análogo 10°

132503511 Análogo 30°

41405511 Análogo digital 10°

41143511 Análogo digital 30°


CEMENTADAS

PILARES



FIJO


[Hex]



13207051 1 mm
13207052 2 mm
13207053 3 mm
13207054 4 mm

Ø 6

[Non Hex]



13257501 1 mm
13257502 2 mm
13257503 3 mm
13257504 4 mm

Ø 6

ANGULADO



[Hex]

13251015 15° Ø 5,6
13251020 20°

PILAR PARA ZIRCONIO



[Hex]

13257990

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA



13258620 2 mm
13258630 3 mm
13258640 4 mm
13258655 5,5 mm



* Retención incluida Ref 13208600

LOCATOR®



190088220 2 mm
190088230 3 mm
190088240 4 mm
190088250 5 mm

ELEMENTOS LOCATOR



19008519 Pack de procesado
(2 unidades)



19008505 Postes de impresión Locator®
(4 unidades)

ANÁLOGO DIGITAL



41145605

ANÁLOGOS



13205605 Implante



13285605 Análogo llave prótesis



13205525 Pilar de bola



19008530 Locator® (2 unidades)

TEMPORALES

PILARES

UCLA



[No Hex]

13253111 Calcinable

[Hex]

13253110 Calcinable



[No Hex]

13254111 Titanio

[Hex]

13254110 Titanio

FIJO



[Hex]

13252110 2 mm

[No Hex]

13252111 2 mm

* Plastic cap incluido

TORNILLOS DE RETENCIÓN



13205025 Tornillo hexagonal



13202509 Tornillo de ranura



132510151 Tornillo de pilar angulado



13202528 Tornillo de prótesis pilar cónico



13285025 Tornillo de laboratorio (5 unidades)

MAXI



ticare TISSUE CARE
PHILOSOPHY

DISTRIBUIDOR

España

Desde España : 983 309 602
Desde Extranjero : +34 983 211 312
info@ticareimplants.com

www.ticareimplants.com